

TAVOLINO SERVILETTO ELITE



TAVOLINO SERVILETTO ELITE

Tavolino serviletto di alta qualità con sistema di regolazione a manovella.

La base consente un maggiore avvicinamento.

4 rotelle a scomparsa consentono di manovrarlo ovunque.

Migliora il benessere e il confort del paziente, per una qualità più elevata dell'assistenza medica.

Dimensioni: 800x400xh 615-905 mm.

Carico max: 25 kg.

Peso: 11,5 kg.

Dimensioni dell'imballaggio: 820x90x430 mm

Fornito smontato.

Ripiano in pannello di fibra a media densità (MDF - Medium Density Fibreboard) 800x400 mm

Altezza regolabile (615-905 mm)

Struttura in acciaio

Manovella pieghevole

Rotelle Ø 16 mm