

CARRELLO PORTACARTELLE - 2 grandi cassetti



CARRELLO PORTACARTELLE - 2 cassetti larghi

Progettati per contenere cartelle cliniche in formato A3/A4 od altri formati.

Struttura base in acciaio verniciato, superficie di lavoro e pannelli laterali in plastica tecnopolimerica.

Dotati di 4 rotelle pivotanti in gomma Ø 125 mm, di cui due con freno.

Paracolpi perimetrali.

Misure: 820x640xh 1.150 mm

Contiene 25 + 25 portacartelle (non incluse)

Made in Italy.