

GYNEX PROFESSIONAL - colore a richiesta



Poltrona che offre funzionalità, estetica ed ergonomicità, è in grado di soddisfare tutte le necessità del paziente e dell'operatore proprie di una visita ginecologica professionale.

I 3 motori consentono, oltre al sollevamento, la movimentazione dello schienale e del gambale.

Grazie al movimento combinato di schienale e seduta, con meccanismo di auto bilanciamento (azionato tramite un motore silenzioso da 1000 N), Gynex professional si adatta a qualunque tipo di corporatura, garantendo al paziente il massimo confort.

I braccioli imbottiti e rivestiti consentono il mantenimento di una posizione protetta e rilassante, sono orientabili ed asportabili. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile in altezza. L'ampio e soffice gambale è regolabile autonomamente e indipendentemente da tutti gli altri movimenti (attraverso due motori silenziosi da 1000 N).

La poltrona è movimentata da un silenzioso motore elettrico alimentato a bassa tensione, che consente un'escursione verticale di 40 centimetri partendo dalla posizione di zero. I comandi elettrici vengono azionati da una pedaliera bipartita collegata da apposito cavo ed anche da una pratica pulsantiera.

Ginex professional può facilmente essere trasformata in un letto da esame (in posizione orizzontale).

Made in Italy.

Colore a richiesta.

Disponibile in 60 giorni, specificare il colore durante l'ordine.

- Alimentazione: 230 - 50 hz
- Tensione ai motori: 24 V
- Spinta motore sollevamento: 6000 N
- Spinta motori schienale: 2500 N
- Spinta motori gambale: 2500 N
- Capacità sollevamento: 180 kg
- Massima potenza: 90 VA
- Protezione fusibile: 1.6 A