

## POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX - colore a richiesta



### POLTRONA GINECOLOGICA GYNEX

GYNEX combina funzionalità, estetica e praticità. Seduta e schienale autobilancianti, si adattano facilmente ad ogni esigenza fornendo il massimo comfort. È provvista di un dispositivo di sollevamento elettrico tramite attuatore ad alimentazione secondaria a 24 V con regolazione da 57 cm da terra (posizione 0) a 96 cm. Lo schienale è provvisto di poggiatesta regolabile e portarotolo. I poggia-gamba possono essere regolati separatamente e hanno un dispositivo di blocco automatico. Da una posizione a “sedia” può essere trasformata in “lettino”. I braccioli sono rimovibili e orientabili separatamente. Il sollevamento della poltrona avviene tramite un comando a pedale.

Made in Italy.

Colore su richiesta disponibile in 60 giorni, specificare il colore al momento dell'ordine.

- Alimentazione: 230V - 50 hz
- Tensione ai motori: 24 V
- Spinta motore sollevamento: 6000 N

- Spinta motori schienale: 800 N (molla a gas)
- Capacità sollevamento: 180 kg
- Massima potenza: 90 VA
- Protezione fusibile: 1.6 A