

## OTOPLUS COMPLETO - RIUNITO ORL



OTOPLUS COMPLETO con cassette vasistas (codice 27541) e supporto endoscopio (codice 27543) inclusi.

Riunito per orL su ruote gommate piroettanti, con piano di lavoro in laminato antigraffio con alzatina, 2 cassette piccoli e 1 grande con comodi scomparti interni amovibili, 1 cassetto con lampada germicida per la sterilizzazione degli strumenti. Silenziosa pompa per aspirazione da 34 l/min, con dispositivo di alimentazione completo di potenziometro per lampada clar/Storz, scalda specchietti laringe, compressore bi-cilindro a secco per insufflazioni tubariche e serbatoio dell'acqua distillata da 2 litri, con segnale acustico al raggiungimento del livello di riserva. Nel braccio articolato con tavoletta portastrumenti sono alloggiate la cannula terminale per l'aspirazione, la cannula terminale per l'insufflazione e la siringa per il lavaggio auricolare (un microprocessore mantiene una temperatura costante di 37 °c). alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz)

Dimensioni: 850 x 540 x h 850 mm.

Made in Italy.