

CASSETTO VASISTER



CASSETTI VASISTER - 2 cassetti indipendenti

Cassetto Vasister per Riuniti ORL e Postazioni Specialistiche

Il Cassetto Vasister è un accessorio professionale progettato per ampliare la capacità organizzativa dei riuniti ORL e delle postazioni specialistiche dedicate all'attività ambulatoriale. Grazie alla presenza di due cassetti indipendenti, consente di gestire in modo ordinato strumenti, accessori, materiali monouso e dispositivi utilizzati durante le visite e le procedure diagnostiche.

La struttura è studiata per garantire praticità di utilizzo e rapido accesso al contenuto, contribuendo a mantenere l'area di lavoro sempre organizzata e funzionale. L'ampia capacità interna permette di ottimizzare gli spazi operativi, migliorando l'efficienza delle attività cliniche quotidiane.

Ideale come complemento per riuniti ORL professionali, il Cassetto Vasister rappresenta una soluzione affidabile per studi medici, ambulatori specialistici, poliambulatori e strutture sanitarie che necessitano di sistemi di contenimento robusti e facilmente accessibili.

La realizzazione con materiali adatti all'ambiente sanitario garantisce resistenza nel tempo, semplicità di pulizia e praticità nella gestione degli strumenti e dei materiali di consumo.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il Cassetto Vasister?

Serve per organizzare strumenti e materiali all'interno di postazioni e riuniti ORL.

Quanti cassette sono presenti?

Il sistema è composto da due cassette indipendenti.

È adatto agli ambulatori ORL?

Sì, è progettato come accessorio dedicato ai riuniti ORL professionali.

Può contenere strumenti e consumabili?

Sì, è ideale per organizzare accessori, dispositivi e materiale sanitario.

È facile da pulire?

Sì, la struttura è pensata per un utilizzo professionale in ambiente sanitario.

Cassetto Vasister con 2 scomparti indipendenti per riuniti ORL e ambulatori specialistici.
Soluzione pratica per organizzare strumenti e materiali sanitari.