

## **SUPPORTO ENDOSCOPI - 2 tubi plexiglass**



## **SUPPORTO ENDOSCOPI - 2 tubi plexiglass plastica trasparente**

1 tubo lungo 50 cm e 1 tubo lungo 25 cm, entrambi chiusi sul fondo.

Supporto Endoscopi in Plexiglass a 2 Tubi per Ambulatori e Studi Medici

Il Supporto Endoscopi in Plexiglass a 2 Tubi è un accessorio professionale progettato per garantire una corretta conservazione e organizzazione degli endoscopi all'interno di ambulatori medici, studi specialistici e reparti ospedalieri. Realizzato in materiale plastico trasparente, offre una soluzione pratica e funzionale per mantenere gli strumenti sempre ordinati e facilmente accessibili.

La struttura è composta da due tubi di differenti dimensioni, uno lungo 50 cm e uno lungo 25 cm, entrambi chiusi sul fondo per assicurare un alloggiamento stabile degli strumenti. Il

design compatto consente l'integrazione all'interno di postazioni ORL e sistemi diagnostici dedicati all'endoscopia, ottimizzando gli spazi operativi.

Grazie alla trasparenza del plexiglass, il personale sanitario può verificare rapidamente la corretta collocazione degli strumenti, migliorando l'efficienza organizzativa durante le attività cliniche quotidiane. La costruzione robusta e resistente assicura lunga durata e semplicità di pulizia, caratteristiche fondamentali negli ambienti sanitari professionali.

Ideale come accessorio complementare per riuniti ORL e postazioni endoscopiche, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione ordinata degli endoscopi.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve il supporto endoscopi?**

*Serve a conservare e organizzare gli endoscopi in modo ordinato e sicuro.*

### **Quanti alloggiamenti sono presenti?**

*Il supporto dispone di due tubi porta-endoscopia.*

### **Quali sono le dimensioni dei tubi?**

*Un tubo misura 50 cm e l'altro 25 cm di lunghezza.*

### **Il materiale è trasparente?**

*Sì, è realizzato in plexiglass/plastica trasparente.*

### **È adatto ad ambulatori ORL?**

*Sì, è particolarmente indicato per studi e reparti di otorinolaringoiatria.*

Supporto endoscopi in plexiglass a 2 tubi per ambulatori ORL e strutture sanitarie.

Soluzione pratica e professionale per organizzare gli strumenti.