


NUOVA POLTRONA ORL OTO P/V - azzurro Parigi



NUOVA POLTRONA ORL OTO /PV con poggiatesta - azzurro Parigi

Poltrona con seduta e schienale in Peltex. Meccanismo di sollevamento tramite attuatore elettrico con pedaliera.

Schienale regolabile da -5° a +90° con pompa a gas.

Ruota a 360° ed è equipaggiata con un meccanismo di bloccaggio rotazione.

Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz).

Portata Max: 150 kg

Made in Italy.