

POLTRONA DONATORI con ruote - meccanica - bianca



POLTRONA PRELIEVO CON RUOTE - bianco

Poltrona solida ed elegante realizzata in metallo a sezione ovale, quadra e tonda (gambe in tubolare ovale 50x25x1,5 cm; quadro 30x30x1,5 cm per il telaio centrale, tubo tondo per i cuscini 20x1,5 cm Ø). Struttura interamente verniciata

con polvere epossidica di colore bianco. Il piano imbottito ha una base in materiale ligneo, l'imbottitura in poliuretano espanso è ricoperta di tessuto spalmato (skai, fintapelle). Entrambi i materiali sono ignifughi Classe 1 IM.

La regolazione sincronizzata dei due cuscini mediante una pompa a gas (cilindro/pistone) consente un rapido movimento in posizione TR/RTR.

L'inclinazione dello schienale è da +60° a -5° in posizione Trendelenburg, la pediera da -80° a +5°.

I braccioli sono dotati di snodo che garantisce una perfetta inclinazione durante il loro utilizzo; possono essere regolati in altezza ed estraendoli ruotati di 180°.

4 ruote, di cui due con freno direzionale che consentono la mobilità.

Portata: 150 kg. Dimensioni: 175x55xh 51 cm.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, PL, RO, GR

Made in Italy.