

LETTINO SINTHESI MITO-elettrico-con braccioli e pedale-colore a scelta



LETTINI SINTHESI MI.TO.

- Elettrico con braccioli - colore a richiesta
- Sezioni: 8
- SWL (Carico di lavoro sicuro) 180 kg
- Regolazione altezza (48-100 cm): pedale

Lettini per visite e terapia a due motori, con regolazione elettrica dell'altezza mediante rail o pedale a bassa tensione (24 V). Hanno sei o otto sezioni: la sezione del tronco può essere regolata elettricamente senza sforzo dall'operatore, usando la tastiera dietro la testa del lettino, mentre il paziente è sottoposto alla terapia; le altre sezioni possono essere regolate con uno o più sistemi di molle a gas. La sezione della testa è dotata di un foro ovale per la respirazione, per un maggiore confort. Lettini ideali per terapie con tecniche di rilascio miofasciale e analisi posturale. Ampia gamma di posizioni possibili in flessione/estensione, simmetriche o asimmetriche. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. Forniti con copertura per foro naso-bocca e manuale di esercizi di educazione posturale.

Ruote retrattili: quando le ruote sono retratte, il lettino poggia sul telaio

Made in Italy.