

## **LETTINO BRUXELLES - elettrico - colore a richiesta**



### LETTINO BRUXELLES

- Elettrico - colore a richiesta - Disponibile in 30 giorni
- Standard 68 cm
- SWL (Carico di lavoro sicuro) 200 kg

Lettino per visite e terapia ad alta stabilità. Regolazione dell'altezza elettrica mediante pedaliera (bassa tensione 24 V). Una sezione mobile, sistema di regolazione del poggia-testa servoassistito da molla a gas (con foro naso-bocca) e sezione gambe fissa. L'ampio poggia-testa può essere regolato in positivo o in negativo, inoltre funge da poggiaschiena. Telaio robusto, tutte le parti mobili sono autolubrificanti per evitare usura precoce e rumorosità. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz.

L'imbottitura è in schiuma a media densità rivestita da vinile ignifugo di alta qualità

Il telaio aperto lateralmente consente l'accesso con sistemi di sollevamento paziente o carrelli

Made in Italy.

Disponibile in diversi colori a richiesta, il Lettino Bruxelles Elettrico si integra perfettamente in ambienti medicali moderni offrendo funzionalità professionali, comfort elevato e design curato.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Il lettino è regolabile elettricamente?**

*Sì, l'altezza viene regolata tramite comando elettrico con pedaliera.*

##### **Qual è la portata massima?**

*Il carico di lavoro sicuro è di 200 kg.*

##### **È adatto per fisioterapia e trattamenti?**

*Sì, è ideale per visite mediche, fisioterapia e trattamenti professionali.*

##### **Il colore può essere personalizzato?**

*Sì, il lettino è disponibile con colore a richiesta.*

##### **Il rivestimento è lavabile?**

*Sì, il rivestimento vinilico ignifugo è resistente e facilmente sanificabile.*

Lettino Bruxelles elettrico professionale per studi medici e fisioterapia.

Altezza regolabile elettricamente, portata 200 kg e colori personalizzabili.