

LETTO TRENDELENBURG THER - elettrico - colore a scelta



LETTINO THER TRENDELENBURG - elettrico - colore a richiesta (disponibile in 30 giorni)

Lettino per visite e terapia con regolazione elettrica dell'altezza mediante pedaliera (bassa tensione 24 V).

Caratteristiche: tre sezioni mobili regolabili con molla a gas. Il lettino può rapidamente essere posto in posizione "flessa", "relax" e "trendelenburg" anche con il paziente sdraiato.

L'ampio poggia-testa (con foro naso-bocca) può essere regolato in positivo o negativo. Posizione di seduta.

Capacità di sollevamento 200 kg.

Alimentazione 230 V - 50/60 Hz.

Fornito con tappo per foro naso-bocca.

Produzione italiana.

- Capacità di sollevamento: 200 kg

- Lunghezza: 200 cm
- Larghezza: 68 cm.
- Altezza: regolabile da 47 a 97 cm
- Sezione testa regolabile: +85°-35°