


LETTINO VISITA KING - ALTEZZA VARIABILE - altri colori



LETTINO KING REGOLABILE IN ALTEZZA - colore a richiesta - telaio bianco

(disponibile in 30-40 giorni, tabella dei colori)

Lettino regolabile in altezza (48-95 cm) tramite attuatore elettrico (Linak 6.000 N) controllato da pedale, con testata facilmente inclinabile (da +60° a - 10°) mediante una pompa a gas.

Struttura solida ed elegante in tubolare ovale 50x25x2 mm, per il telaio centrale un tubolare rettangolare di 50x20x1,5 mm rivestito con vernice epossidica in polvere di colore bianco RAL 9003, spessore minimo 70/80 micron, finitura lucida.

Piano in materiale ligneo, imbottito di poliuretano ad alta densità rivestito con similpelle. Entrambi i materiali sono ignifughi. Classe 1 IM.

Il tessuto è lavabile con i più comuni detersivi.

Dimensioni: 190x60xh 48/95 cm

Peso: 70 kg.

Portata max: 150 kg.

Tensione di esercizio: 100-240V, 50/60 Hz

Portarotolo incluso.

Made in Italy.

- Dimensioni: 190 x 60 x 48/95 cm
- Peso: 70 kg