

## **Lettino Visita Medica KING - Struttura in Acciaio Verniciato - Nero**



### **Lettino Visita Medica KING - Struttura in Acciaio Verniciato - Nero**

Struttura in tubo ovale robusta ed elegante 50 x 25 mm, verniciata con polveri epossidiche colore grigio metallizzato. Rivestimento lavabile, ignifugo, materiale similpelle classe 1 IM con imbottitura ad alta densità. Testata regolabile tramite sistema meccanico (massimo 75°).

Spessore materasso: 4,5 cm

Portata massima: 150 kg.

Misure: 190 x 60 x h 80 cm

Fornito smontato.

Made in Italy.

Il lettino visita medica KING è un lettino professionale progettato per garantire stabilità, comfort e affidabilità durante visite mediche, trattamenti ambulatoriali e attività

diagnostiche. Grazie alla struttura robusta e ai materiali di qualità, rappresenta una soluzione ideale per ambulatori, studi medici, cliniche e centri sanitari.

La struttura è realizzata in tubo ovale in acciaio 50 × 25 mm, progettata per offrire elevata resistenza e stabilità anche durante l'utilizzo intensivo. La superficie è rifinita con verniciatura a polveri epossidiche di colore grigio metallizzato, che garantisce protezione dalla corrosione e una maggiore durata nel tempo.

Il piano del lettino è dotato di rivestimento lavabile e ignifugo, realizzato in materiale similpelle classe 1 IM, con imbottitura ad alta densità che assicura comfort al paziente durante la visita. Lo schienale è regolabile tramite sistema meccanico fino a un'inclinazione massima di 75°, consentendo di adattare facilmente la posizione del paziente alle diverse esigenze diagnostiche.

Il lettino ha uno spessore del materassino di 4,5 cm, progettato per offrire un buon supporto senza compromettere la stabilità della struttura. La portata massima è di 150 kg, garantendo sicurezza durante l'utilizzo.

Le dimensioni complessive di 190 × 60 × 80 cm lo rendono adatto alla maggior parte degli ambienti sanitari, offrendo uno spazio adeguato per la visita mantenendo al contempo un ingombro contenuto.

Il lettino viene fornito smontato per facilitare il trasporto e l'installazione ed è prodotto in Italia, sinonimo di qualità costruttiva e affidabilità nel settore medicale.

### **Caratteristiche principali:**

- Struttura in acciaio tubo ovale 50 × 25 mm
- Verniciatura epossidica grigio metallizzato
- Rivestimento lavabile e ignifugo classe 1 IM
- Schienale regolabile fino a 75°
- Imbottitura ad alta densità
- Spessore materassino 4,5 cm
- Portata massima: 150 kg
- Dimensioni 190 × 60 × 80 cm
- Made in Italy

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Il lettino è regolabile?**

*Sì, lo schienale è regolabile tramite sistema meccanico fino a circa 75°.*

### **Qual è la portata massima del lettino?**

*Il lettino può sostenere fino a 150 kg.*

### **Il rivestimento è lavabile?**

*Sì, il rivestimento in similpelle è lavabile e ignifugo.*

### **Il prodotto viene fornito montato?**

*No, viene fornito smontato per facilitare il trasporto e l'installazione.*

### **In quali ambienti può essere utilizzato?**

*È adatto per studi medici, ambulatori, cliniche e centri diagnostici.*

### **Il prodotto è realizzato in Italia?**

*Sì, è un prodotto Made in Italy.*

Lettino visita medica KING con struttura in acciaio verniciato, schienale regolabile fino a 75° e portata 150 kg.

Lettino professionale per ambulatori e studi medici