

LETTINO PER TRATTAMENTI - beige



LETTINO MEDICO STANDARD - crema

LETTINO STANDARD:

larghezza 68 cm

portata max 180 kg

Lettino visita e trattamenti dal design avanzato, dotato di una sezione regolabile tramite movimento manuale.

Robusta struttura in metallo smontabile, verniciata con polvere epossidica resistente ai graffi e alla corrosione.

La particolare conformazione della sezione favorisce le operazioni sul paziente.

La testata ha un ampio foro naso-bocca.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR

L'imbottitura è in schiuma ad alta densità. I rivestimenti presentano un elevato livello di finitura superficiale e sono costituiti da similpelle di alta qualità con proprietà ignifughe. Il

vinile è particolarmente resistente a disinfettanti, urina e sangue.

Made in Italy.