

LETTINO PER TRATTAMENTI "LARGE" - colore a richiesta



LETTINO MEDICO LARGE - colore a richiesta

LETTINO LARGE:

larghezza 80 cm

portata max 200 kg

Lettino visita e trattamenti dal design avanzato, dotato di una sezione regolabile tramite movimento manuale.

Robusta struttura in metallo smontabile, verniciata con polvere epossidica resistente ai graffi e alla corrosione.

La particolare conformazione della sezione favorisce le operazioni sul paziente.

La testata ha un ampio foro naso-bocca.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR

L'imbottitura è in schiuma ad alta densità. I rivestimenti presentano un elevato livello di finitura superficiale e sono costituiti da similpelle di alta qualità con proprietà ignifughe. Il vinile è particolarmente resistente a disinfettanti, urina e sangue.

Made in Italy.