

LETTINO ELETTRICO PER TRATTAMENTI - colore a richiesta



LETTINO ELETTRICO REGOLABILE IN ALTEZZA - PEDALE

- Lettino elettrico - pedale
- Colore: a richiesta - Disponibile in 20 giorni
- Copertura opzionale foro naso-bocca: 27630

Lettino per visite e trattamenti robusto ed estremamente stabile con struttura metallica verniciata di bianco. Altezza regolabile mediante pedale elettrico.

Sezione gambe fissa e testata con foro naso e bocca regolabile manualmente.

Disponibile in 12 colori.

Imbottitura ignifuga.

Dispositivo medico di Classe I in conformità a MDR 2017/745.

Capacità sollevamento: 135 kg.

Lunghezza: 193 cm.

Peso: 54 kg.

Alimentazione 100-240 V, 50-60 Hz.

Manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR.

Made in Italy.