

## **COMODINO MEDEA con portascarpe**



### **COMODINO MEDEA con portascarpe integrato**

Comodini in pura plastica ABS stampata a iniezione, non tossica, robusta, antiruggine e anticorrosione.

Facili da pulire e durevoli. Il piano di appoggio in ABS è conformato in modo da evitare la caduta di oggetti.

Gancio laterale per asciugamani, facile da pulire e antiruggine, scaffale retraibile, cassetto, sportello, due scaffali interni, con ampio spazio per riporre le cose.

Dimensioni: 48x48x87 cm