

COMODINO con cassetto - beige striato



COMODINO ARTEMIDE - beige striato

Struttura, cassetto e anta in agglomerato di legno rivestito con materiale melaminico con finitura antigraffio e antiriflesso.

Bordi in ABS goffrato.

L'anta è fissata alla struttura mediante robuste cerniere in metallo con trattamento anticorrosione.

Maniglia in acciaio satinato, 4 rotelle Ø 55 mm (due dotate di freno), scaffale interno regolabile e removibile.

Classe E1- a, EN 120/92.

Misure: 45 x 45 x h 68 cm

Made in Italy.