

COMODINO FEBO CON PORTA BOTTIGLIA - blu



COMODINO FEBO CON PORTABOTTIGLIE - blu avio RAL 5014

Dimensioni: 42x52,5xh 80 cm

Struttura in acciaio 8/10 verniciato con polveri epossidiche.

Porta-asciugamani e portabottiglia laterale, maniglia in gomma morbida, cassetto scorrevole con vassoio removibile in ABS.

Ripiano interno removibile, 4 ruote di cui 2 con freno.

Made in Italy.