

VETRINA "VALUE" A 4 ANTE - vetro temperato



Vetrina VALUE A 4 Ante Vetro Temperato per Strutture Sanitarie

ARMADIO VALUE - 4 ante (incernierate) - vetro temperato

Armadio in lamiera d'acciaio smaltata con 2 scomparti sovrapposti.

Lo scomparto superiore presenta 2 ante incernierate in vetro temperato, serratura con chiave e 2 ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Quello inferiore ha 2 ante incernierate in lastra d'acciaio smaltata e 1 ripiano in lamiera d'acciaio smaltata.

Fornito in kit.

Dimensione: 75x37x164 cm

Imballo: 72x24x156 cm

Peso: 50 kg

Made in Italy.

La Vetrina VALUE A 4 Ante Vetro Temperato è un armadio professionale progettato per l'organizzazione e la conservazione ordinata di dispositivi medici, strumenti sanitari e materiale di consumo all'interno di ambulatori, studi medici, laboratori e strutture sanitarie.

Realizzata in lamiera d'acciaio smaltata con finitura resistente e facilmente sanificabile, presenta una struttura composta da due vani sovrapposti. La parte superiore è dotata di 2 ante in vetro temperato che consentono una rapida visualizzazione del contenuto, mentre i 2 ripiani in acciaio inox regolabili in altezza permettono di organizzare lo spazio in base alle diverse esigenze operative.

Il vano inferiore dispone di 2 ante cieche in acciaio con serratura a chiave, ideali per custodire materiali, documentazione o dispositivi che richiedono maggiore protezione. La struttura stabile e robusta garantisce affidabilità anche in contesti sanitari ad alta operatività.

Con dimensioni di 75 x 37 x 164 cm e una capacità di stoccaggio ben distribuita, la Vetrina VALUE A 4 Ante rappresenta una soluzione pratica ed elegante per l'arredo professionale sanitario. Prodotta in Italia, unisce qualità costruttiva, funzionalità e durata nel tempo.

FAQ - Domande e Risposte

La vetrina dispone di ante con serratura?

Sì, il vano inferiore è dotato di ante con chiusura a chiave per una maggiore sicurezza.

I ripiani sono regolabili?

Sì, i ripiani in acciaio inox possono essere regolati in altezza secondo le necessità.

Le ante superiori sono in vetro temperato?

Sì, la parte superiore è dotata di 2 ante realizzate in vetro temperato.

In quali ambienti può essere utilizzata?

È ideale per ambulatori, studi medici, cliniche, laboratori e strutture sanitarie.

Dove viene prodotta?

La Vetrina VALUE A 4 Ante Vetro Temperato è prodotta in Italia.

Vetrina VALUE A 4 Ante in vetro temperato con ripiani regolabili e vano inferiore chiudibile a chiave.
Ideale per ambulatori, studi medici e strutture sanitarie.