

VETRINA "VALUE" A 4 ANTE - vetro temperato



ARMADIO VALUE - 4 ante (2 incernierate, 2 scorrevoli)

Armadio in lamiera d'acciaio smaltata con 2 scomparti sovrapposti.

Lo scomparto superiore presenta 2 ante scorrevoli in vetro temperato, serratura con chiave e 2 ripiani in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Quello inferiore ha 2 ante incernierate in lastra d'acciaio smaltata e 1 ripiano in lamiera d'acciaio smaltata.

Fornito in kit.

Dimensione: 79x36x186 cm

Imballo: 88x36x96 cm

Peso: 56 kg

Made in Italy.