

Tavolo da Lavoro Inox in Acciaio Inox AISI 304 con Ruote



Tavolo da lavoro in acciaio inox AISI 304 con ruote e cassetti.

Tavolo da lavoro utilizzabile da ambo i lati, con due cassetti (47x30xh 12 cm) affiancati su ogni lato. In acciaio inox AISI 304, struttura portante in tubolare quadro, piano superiore e piano inferiore in acciaio inox liscio.

Montato su 4 ruote Ø 100 mm di cui due frenanti.

Dimensioni: 120x70xh 95 cm.

Peso 50 kg.

Portata massima per ripiano 40 kg.

Fornito smontato: 122x35xh 72 cm

Made in Italy.

Caratteristiche principali

- Tavolo da lavoro professionale in acciaio inox AISI 304

- Struttura portante in tubolare quadro
- Piano superiore e piano inferiore in acciaio inox liscio
- Due cassetti per lato per organizzazione strumenti
- 4 ruote da 100 mm, di cui 2 con freno
- Struttura robusta e facile da sanificare
- Ideale per ambulatori, laboratori e ambienti sanitari

Specifiche tecniche

- Dimensioni: 120 × 70 × 95 cm
 - Peso: 50 kg
 - Portata massima per ripiano: 40 kg
 - Dimensioni imballo: 122 × 35 × 72 cm
 - Produzione: Made in Italy
-

FAQ - Domande e Risposte

Di che materiale è realizzato il tavolo?

Il tavolo è realizzato interamente in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione e facilmente sanificabile.

Il tavolo è dotato di ruote?

Sì, è equipaggiato con quattro ruote da 100 mm, due delle quali con freno.

Quanti cassetti sono presenti?

Il tavolo dispone di due cassetti per lato per facilitare l'organizzazione degli strumenti.

È adatto per ambienti sanitari?

Sì, la struttura in acciaio inox AISI 304 lo rende ideale per ambulatori, laboratori e strutture medicali.

Il tavolo è stabile durante l'uso?

Sì, grazie alle ruote con freno può essere bloccato in posizione per garantire stabilità.

Tavolo da lavoro in acciaio inox AISI 304 con ruote e cassetti.

Piano doppio professionale per ambulatori e laboratori, robusto, igienico e Made in Italy.