

## **TAVOLO STRUMENTARIO - 2 ripiani**



Tavolo carrellato per sala operatoria o porta strumenti, costruito completamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite.

### **TAVOLO STRUMENTARIO 2 RIPIANI**

Tavolo carrellato portastrumenti per sala operatoria, in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 frenanti.

Dimensioni: 120x65xh 95 cm.

Peso: 28 kg.

Portata per ripiano: 40 kg.

Fornito smontato (123x13xh 68 cm)

Ripiano: 120x65 cm

Ringhierine anticaduta su tre lati

Made in Italy.