

## **TAVOLO STRUMENTARIO - 1 ripiano**



### **TAVOLO STRUMENTARIO 1 RIPIANO**

Tavolo carrellato portastrumenti per sala operatoria, in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. 4 ruote piroettanti Ø 125 mm, di cui 2 frenanti.

Dimensioni: 120x65xh 95 cm.

Peso: 21 kg.

Portata: 40 kg.

Fornito smontato (123x13xh 68 cm).

Ripiano: 120x65 cm

Ripiano superiore in acciaio inox regolabile 105-136 cm con 4 ganci per strumenti

Made in Italy.