

POLTRONCINA - sedile imbottito con braccioli



SEDIA - seduta imbottita e braccioli imbottiti.

Struttura in acciaio inox verniciata di bianco, con schienale e seduta imbottiti grigi. Impilabili.

Portata: 120 kg.

Made in Italy.

La poltroncina con sedile imbottito e braccioli è una soluzione professionale ideale per ambulatori, sale d'attesa, studi medici e strutture sanitarie che necessitano di comfort, praticità e resistenza. Grazie alla struttura solida e al design ergonomico, offre una seduta comoda e stabile sia per pazienti che operatori.

Realizzata con struttura in acciaio inox verniciata bianca, questa poltroncina garantisce elevata robustezza e lunga durata nel tempo. Lo schienale e la seduta imbottiti assicurano maggiore comfort anche durante utilizzi prolungati, mentre i pratici braccioli imbottiti migliorano il supporto durante la seduta e le fasi di alzata.

La struttura impilabile consente di ottimizzare gli spazi e facilitare la gestione degli ambienti professionali. Con una portata massima di 120 kg, rappresenta una soluzione affidabile e versatile per differenti contesti sanitari e assistenziali.

Prodotta in Italia, unisce qualità costruttiva, funzionalità e design semplice ed elegante.

FAQ - Domande e Risposte

La poltroncina è adatta per studi medici e ambulatori?

Sì, è progettata specificamente per ambienti sanitari e professionali.

La seduta è imbottita?

Sì, seduta e schienale sono imbottiti per offrire maggiore comfort.

I braccioli sono inclusi?

Sì, la poltroncina è dotata di braccioli imbottiti.

È possibile impilare più sedie?

Sì, la struttura è impilabile per ottimizzare gli spazi.

Qual è la portata massima supportata?

La poltroncina supporta fino a 120 kg.

Poltroncina con sedile imbottito e braccioli per ambulatori e studi medici.

Struttura resistente, impilabile e confortevole, ideale per sale d'attesa e ambienti sanitari.