

## **ARMADIO MEDICINALI COMBO - bilaminato - bianco**



ARMADIO PORTAFARMACI COMBO 96x66xh 195 cm

Con 30 scomparti per farmaci da un lato e 6 vassoi ISO, 1 ripiano e 3 cassetti dall'altro

- in bilaminato di 20 mm di spessore

- base in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 rotelle regolabili Ø 50 mm

Lato destro

- 1 anta esterna bloccabile con rotazione a 180° e 10 scomparti per farmaci ciascuna

- bordatura perimetrale antipolvere

- 1 contenitore interno con 10 scomparti per farmaci da ogni lato; rotazione a 90°, con serratura

Lato sinistro

- anta vetrata, interno con guide per vassoi ISO

- 3 cassetti nella parte bassa

Fornito con 6 vassoi ISO di altezze diverse (2xh 5 cm, 3xh 10 cm e 1xh 20 cm) e 1 ripiano.

Made in Italy.