

ARMADIO PORTAMEDICINALI - bilaminato - colore a scelta



ARMADIO PORTAFARMACI 100x60xh 195 cm

Materiale: bilaminato

Colore: altri colori (Indicare il colore richiesto nell'ordine. Disponibile in 30 giorni)

Con tesoretto per stupefacenti, 60 scomparti porta farmaci e 5 ripiani regolabili

- in bilaminato, spessore 20 mm
- telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 piedini regolabili Ø 50 mm
- 2 ante esterne munite di serratura, con rotazione 180° e 10 scomparti per farmaci ciascuna
- bordatura perimetrale anti polvere
- 2 contenitori interni con 10 scomparti per farmaci da ogni lato con rotazione 90°
- tesoretto per stupefacenti 40x22x40 cm munito di serratura

Made in Italy.