

## ARMADIO MEDICINALI SHELL - bianco



### ARMADIO PORTAFARMACI SHELL - bianco

Struttura di alluminio verniciata a polvere con pannelli resistenti e durevoli in truciolato rivestito di melamina.

- 8 ripiani interni regolabili e serratura per chiudere a chiave l'armadio

- 20 divisori trasparenti infrangibili e riciclabili (10 per porta)

Porte bordate girevoli a 270°, cardini con serratura e maniglie in nylon riempito di vetro.

Base con 4 piedini in acciaio verniciato a polvere con inserti in plastica regolabili.

Dimensioni: 910x600xh 1980 mm