

ARMADIO MEDICINALI SHELL PLUS - bianco



ARMADIO PORTAFARMACI SHELL PLUS - bianco

Struttura di alluminio verniciata a polvere con pannelli di melamina.

- 2 porte costituite da pannelli di truciolato spessi 20 mm bordati con ABS bianco, girevoli a 270°, cardini con serratura e maniglie in nylon riempito di vetro
 - 20 divisori trasparenti infrangibili e riciclabili (10 per porta)
 - 5 ripiani regolabili e armadietto narcotici con serratura
 - 2 pannelli girevoli con 40 divisori trasparenti infrangibili e riciclabili (20 per pannello)
- 4 piedini in acciaio verniciato a polvere di diametro 60 mm con inserti in plastica regolabili.

Dimensioni: 930x600xh 1980 mm