

PARAVENTO A 3 ANTE



Paravento a 3 Ante per Privacy in Ambito Sanitario

Telaio tubolare in lega d'alluminio, tende pieghevoli in plastica lavabile bianca.

- Misure: 150xh 170 cm - 3 sezioni (50 cm ciascuna)
- Peso: 5 kg
- Montato su piedini

Made in Italy.

Il Paravento a 3 Ante è una soluzione professionale progettata per garantire privacy e riservatezza durante visite mediche, trattamenti e procedure assistenziali. Grazie alla struttura leggera e robusta, trova impiego ideale in ambulatori, studi medici, cliniche, ospedali e strutture sanitarie.

Realizzato con telaio tubolare in lega di alluminio, offre un'elevata resistenza all'uso quotidiano mantenendo al contempo un peso contenuto. Le tende pieghevoli in plastica lavabile bianca consentono una facile pulizia e una corretta gestione dell'igiene negli ambienti sanitari.

La configurazione a tre sezioni permette di creare rapidamente un'area riservata attorno al paziente, migliorando il comfort durante visite, medicazioni e trattamenti. La struttura è montata su pratici piedini che garantiscono stabilità durante l'utilizzo.

Con dimensioni di 150 x 170 cm, suddivise in tre pannelli da 50 cm ciascuno, il Paravento a 3 Ante rappresenta una soluzione versatile e funzionale per la separazione temporanea degli spazi. Prodotto realizzato in Italia secondo elevati standard qualitativi.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il Paravento a 3 Ante?

Serve a creare zone di privacy e riservatezza durante visite mediche, trattamenti e procedure assistenziali.

Di quale materiale è realizzata la struttura?

La struttura è realizzata in lega di alluminio leggera e resistente.

Le tende sono lavabili?

Sì, le tende in plastica bianca possono essere facilmente pulite e sanificate.

Quali sono le dimensioni del paravento?

Misura 150 cm di larghezza e 170 cm di altezza, con tre sezioni da 50 cm ciascuna.

È adatto per strutture sanitarie professionali?

Sì, è progettato per ambulatori, cliniche, ospedali e studi medici.

Paravento a 3 Ante con telaio in alluminio e tende lavabili.

Soluzione pratica per garantire privacy in ambulatori, studi medici e strutture sanitarie.