

## **Paravento Medico 3 Ante con Ruote - Separatore per Ambulatori**



### **Paravento Medico a 3 Ante con Ruote - Separatore per Ambulatori**

Telaio tubolare in lega d'alluminio, tende pieghevoli in plastica lavabile bianca.

- Misure: 150xh 170 cm - 3 sezioni (50 cm ciascuna)
- Peso: 5 kg
- Montato su ruote (Ø 50 mm)

Made in Italy.

Il paravento a 3 ante con ruote è una soluzione pratica e funzionale per garantire privacy e separazione degli spazi all'interno di studi medici, ambulatori, cliniche e strutture sanitarie. Grazie alla struttura pieghevole a tre pannelli, consente di creare rapidamente un'area riservata durante visite, trattamenti o procedure mediche.

La struttura è realizzata con telaio tubolare in lega di alluminio, leggero ma resistente, progettato per offrire stabilità e facilità di spostamento. Le tende pieghevoli in plastica

lavabile bianca garantiscono igiene e semplicità di manutenzione, caratteristiche fondamentali negli ambienti sanitari.

Con dimensioni complessive di 150 × 170 cm e tre sezioni da 50 cm ciascuna, il paravento offre un'adeguata copertura visiva mantenendo allo stesso tempo una struttura compatta e facilmente richiudibile quando non in uso.

Il paravento è dotato di ruote da 50 mm, che permettono di spostarlo facilmente tra le diverse aree dell'ambulatorio o della struttura sanitaria. Questa caratteristica lo rende ideale per ambienti dove è necessario riconfigurare rapidamente gli spazi di lavoro.

Prodotto Made in Italy, rappresenta una soluzione affidabile per migliorare l'organizzazione e la riservatezza negli ambienti sanitari.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Quante sezioni ha il paravento?**

*Il paravento è composto da 3 ante pieghevoli da 50 cm ciascuna.*

##### **Quali sono le dimensioni del paravento?**

*Le dimensioni complessive sono circa 150 cm di larghezza e 170 cm di altezza.*

##### **Il paravento è facile da spostare?**

*Sì, è dotato di ruote da 50 mm che facilitano lo spostamento tra le diverse aree.*

##### **Le tende sono lavabili?**

*Sì, le tende sono realizzate in plastica lavabile per una facile pulizia.*

##### **Il paravento è adatto per ambulatori e studi medici?**

*Sì, è progettato per garantire privacy durante visite e trattamenti in ambienti sanitari.*

##### **Il prodotto è pieghevole?**

*Sì, le tre sezioni sono pieghevoli per facilitare lo stoccaggio quando non utilizzato.*

Paravento medicale a 3 ante con ruote per ambulatori e studi medici.

Struttura in alluminio con tende lavabili e design pieghevole per garantire privacy.