

LAMPADA DA STUDIO



LAMPADA STUDIO - 100 W

Lampada alogena con struttura tubolare in alluminio e braccio flessibile in acciaio cromato. Base in plastica Ø 60 cm con ruote in plastica Ø 50mm (1 con freno). 220-240 V, 50-60 Hz. Lampadina 100W (connessione E27) non inclusa.

Braccio flessibile

38 cm Cupola in alluminio Ø 15 cm

Peso netto: 3 kg

Dimensioni imballo: 115x17x57 cm

Altezza fissa 100 cm

Made in Italy.