

POLTRONA PODOLOGIA ELETTRICA - azzurra



POLTRONA ELETTRICA PODOLOGIA - 3 motori - blu

Poltrona con controllo elettrico per regolare l'altezza, lo schienale e l'inclinazione della seduta in modo indipendente mediante un pedale o una pulsantiera.

La testiera può essere inclinata e i braccioli sono regolabili.

Misure: 186 x 86 x h 58-89 cm

Peso netto/lordo: 72/92 kg

Portata max: 175 kg

Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.