

POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA 3 motori - beige chiaro



POLTRONA ELETTRICA CLEOPATRA - 3 motori - beige chiaro

Poltrona elettrica con 3 motori per regolare separatamente l'altezza, l'inclinazione della seduta e lo schienale con pedale o pulsantiera.

Poggiapiedi regolabile con pompa a gas.

Braccioli reversibili e poggiatesta regolabile.

Cuscino incluso.

Alimentazione: 100-240 V - 50/60 Hz.

Manuale: GB, FR, IT, ES.

Dimensioni: 196 x 82 x h 58-100 cm

Peso: 88 kg

Portata max.: 175 kg

Regolazione altezza: 58-100 cm

Estensione poggipiedi 15 cm regolabile con pompa a gas

Foro facciale dietro il cuscino