

AEROSOL CLINEB PRO - a pistone



AEROSOL CLINEB PRO - a pistone

Nebulizzatore a pistone ad alte prestazioni per la somministrazione di qualsiasi tipo di farmaco, ideale per utilizzo ospedaliero e clinico intensivo. Struttura realizzata in plastica ad alto isolamento termico ed elettrico in conformità alle norme di sicurezza europee. Compressore a pistone a secco a lunga durata e ampolla con un sistema di valvole che permette di regolare la velocità di nebulizzazione. Classe II a - Classe di isolamento (EN 60601-1): Classe II Tipo B.

Made in Italy.

Tensione di esercizio: 230 V- 50/60 Hz

Consumo di energia: 110 VA

Pressione massima: 300 kPa (3 bar)

Flusso d'aria: 16 l/min

Pressione d'esercizio: 95 kPa (0,95 bar)

Flusso d'aria di esercizio: 8 l/min a 130 kPa

Dimensione - Peso: 23x19xh25 cm - 2,2 kg

Livello rumorosità: 60dBa