

## **AEROSOL MYNEB - a pistone**



Aerosol compatto, rapido e silenzioso.

Indicato per il trattamento delle malattie respiratorie, bronchiali, asmatiche e allergiche.

Ideale per nebulizzare qualsiasi medicina, anche quelle oleose come gli oli essenziali cortisonici e i principi attivi con elementi solidi (sospensioni).

Fornito con borsa per il trasporto, ampolla, mascherina per adulti e bambini, tubo d'aria, bocchetta e forcina nasale.

Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, DE.

Classe IIa.

Made in Italy.

Adattatore CA:

- ingresso 100-240 V - 50/60 Hz - 0,6 A

- uscita 12 V - DC 2A

Ciclo operativo: 30/30 min. ON/OFF

Rumorosità: 51 dB

Tasso di nebulizzazione: 0,45 ml/min con NaCl 0,9%

Flusso d'aria: 12 l/min

Pressione massima: 165 kPa/1,65 bar

Dimensione particelle: 75% 5 µm (NaCl 0,9%) Dimensioni e peso: 132x140xh 60 mm - 450 g