

AEROSOL EOLO - a pistone 230V spina britannica



AEROSOL EOLO - a pistone - spina UK

Innovativo, portatile, facile da usare, questo aerosol è ideale per uso domestico. Raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Scocca in plastica termoisolata. Fornito con maschera per adulti e pediatrica, ampolla, boccaglio, tubo e filtro aria. Manuale e scatola multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, PL*, Arabo*). Garanzia 2 anni.

*Solo scatola, non manuale

Made in Italy.

Tensione: 230V - 50/60Hz - 110V o 60Hz su richiesta

Pressione d'esercizio: 1,1 bar

Flusso d'aria: 14 l/min

Nebulizzazione 0,4 ml/min

Dimensioni delle particelle 5 μ m Pressione massima: 2,5 bar Dimensioni: 22x14,5x12 cm - 1,7 kg
Rumorosità (EN 13544-1) 55 db Classe di rischio: IIa Norme: Classe di isolamento, Tipo B