

AEROSOL CORSIA PROFESSIONAL - senza manometro



AEROSOL CORSIA PROFESSIONALE - pistone - senza manometro

Aerosol con compressore a pistone appositamente progettato per uso continuativo. Garantisce alte prestazioni con qualsiasi tipo di medicinale, ideale per utilizzo clinico e ospedaliero intensivo, raccomandato per la nebulizzazione di antibiotici e broncodilatatori. Fabbricato con una struttura in plastica dotata di ottimo isolamento termico ed elettrico conforme alle più recenti norme di sicurezza europee. Il compressore con pistone senza olio ha una durata elevata e comprende un nebulizzatore HI-FLO jet che garantisce un rilascio rapido e preciso del medicinale. Facile da sollevare e da trasportare.

Made in Italy.

Tensione di esercizio: 220-230 V - 50/60 Hz - 184 VA

Pressione massima: 250 kPa (2,5 bar)

Portata aria: 16 l/min

Pressione d'esercizio: 130 kPa (1,30 bar)

Portata aria di esercizio: 5,2 l/min a 130 kPa

Nebulizzazione: 0,50 ml/min con 4 ml soluzione

damm: 3,25 μm

GSD: 3,45

Dimensioni: 255x190xh 105 mm

Peso: 2,2 kg

Livello acustico: circa 57 db