

## **AEROSOL HAPPYNEB II - pistone - 230V con Faster-Jet**



**AEROSOL HAPPYNEB II - a pistone - 230V - Fasterjet**

Aerosol a pistone, portatili ed eleganti, per una terapia rapida ed efficace. Affidabili, pratici e sicuri. Silenziosi e con pistone senza olio. Apparecchio dal design ergonomico con pratica maniglia per il trasporto e filtro da sostituire ogni 70 cicli. Fabbricato in conformità con la norma europea EN 60601-1.

Manuali e scatola in 5 lingue: GB, FR, IT, ES, DE

Made in Italy.

Portata: 12 ml

Volume respirabile 5  $\mu$ m 75% MMAD (Diametro Aerodinamico Mediano Di Massa) 2,32  $\mu$ m Tasso di nebulizzazione 0,45 ml/min Volume residuo 0,7 ml