

AEROSOL HAPPYNEB III - pistone - 230V



AEROSOL HAPPYNEB III - a pistone - 230V

Aerosol a pistone, portatili ed eleganti, per una terapia rapida ed efficace. Affidabili, pratici e sicuri. Silenziosi e con pistone senza olio. Apparecchio dal design ergonomico con pratica maniglia per il trasporto e filtro da sostituire ogni 70 cicli. Fabbricato in conformità con la norma europea EN 60601-1.

Manuali e scatola in 5 lingue: GB, FR, IT, ES, DE

Made in Italy.

Portata: 16 ml

Volume respirabile 5 μ m 80% MMAD (Diametro Aerodinamico Mediano Di Massa) 2,7 μ m Tasso di nebulizzazione 0,60 ml/min Volume residuo 0,7 ml