

POLVERE ADDENSANTE GELID conf. 25 pz.



POLVERE ADDENSANTE GELID - 50 g - conf. da 25

Polvere polimerica super assorbente che trasforma i rifiuti liquidi medici in sostanza gelatinosa.

Miscelata con rifiuti liquidi, solidifica e riduce i rischi associati agli schizzi di liquidi organici.

50 g di prodotto hanno una capacità assorbente di 3000 ml.

Utilizzabile per sistemi aspiranti chirurgici e bronchiali (taniche o sacche), come contenitore per liquidi di laboratorio o per liquidi di dialisi, e così via.

Materiale: poliacrilato di sodio reticolato.

Confezionata in busta di alluminio.