


CANNULA YANKAUER con punta a bulbo e tubo di aspirazione - tubo 25cm - sterile conf. 50 pz.



CANNULA YANKAUER con punta a bulbo e tubo di aspirazione - 25 cm - conf. da 50

Cannula rigida pronta per l'uso per aspirare fluidi in sala operatoria.

Impugnatura anatomica e antiscivolo per facilitare la presa.

Trasparente per controllare il flusso dei fluidi aspirati.

Punta aperta con un foro centrale e quattro laterali (Ø 20 mm).

Tubo di aspirazione flessibile, trasparente e non conduttivo.

Monouso.

Senza ftalati né lattice.

Confezionata in busta singola.

Classe IIa, sterile.