


## **COMPRESSORE - ricambio per modello 28134 AEROSOL HOSPYNEB PROFESSIONAL**



### **COMPRESSORE - ricambio per modello 28134 AEROSOL HOSPYNEB PROFESSIONAL**

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A cosa serve questo compressore di ricambio?**

*Serve a sostituire il compressore originale dell'aerosol HOSPYNEB PROFESSIONAL quando usurato o non funzionante.*

##### **Con quale dispositivo è compatibile?**

*È compatibile con l'aerosol HOSPYNEB PROFESSIONAL.*

##### **Perché è importante il compressore nell'aerosol?**

*Perché genera il flusso d'aria necessario alla nebulizzazione del farmaco durante la terapia inalatoria.*

**Quando va sostituito il compressore?**

*Quando il dispositivo perde efficienza, riduce la capacità di nebulizzazione o il componente risulta guasto.*

**È un ricambio per uso professionale?**

*Sì, è pensato per un dispositivo aerosol professionale utilizzato in ambito sanitario e ambulatoriale.*

Compressore di ricambio compatibile con modello 28134 AEROSOL HOSPYNEB PROFESSIONAL.