

VASO 1 LITRO con coperchio - autoclavabile a 121°C



Vaso autoclavabile 121°C 1 l - coperchio e valvola troppo pieno

Il Vaso da 1 Litro con coperchio autoclavabile a 121°C è un accessorio professionale progettato per sistemi di aspirazione chirurgica e medica. Realizzato per garantire affidabilità, sicurezza e praticità d'uso, è ideale per l'utilizzo in ambito ospedaliero, ambulatoriale e clinico.

Dotato di coperchio con valvola troppo pieno, il vaso contribuisce a proteggere il sistema di aspirazione evitando traboccamenti accidentali durante le procedure mediche. La capacità da 1 litro lo rende adatto alla raccolta di liquidi e secrezioni in numerose applicazioni sanitarie.

Il materiale autoclavabile consente la sterilizzazione fino a 121°C, assicurando elevati standard igienici e la possibilità di riutilizzo in totale sicurezza. La struttura trasparente con scala graduata facilita inoltre il controllo del livello dei liquidi raccolti durante l'utilizzo.

Compatibile con diversi sistemi di aspirazione chirurgica, rappresenta una soluzione pratica e resistente per il lavoro quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari.

FAQ - Domande e Risposte

Il vaso è autoclavabile?

Sì, è sterilizzabile in autoclave fino a 121°C.

Qual è la capacità del contenitore?

La capacità è di 1 litro.

A cosa serve la valvola troppo pieno?

Serve a prevenire traboccamenti e proteggere il sistema di aspirazione.

Il vaso è adatto ad uso professionale sanitario?

Sì, è progettato per ospedali, ambulatori e studi medici.

Il contenitore è graduato?

Sì, presenta una scala graduata per monitorare il livello dei liquidi.

Vaso 1 litro autoclavabile a 121°C con coperchio e valvola troppo pieno per aspiratori chirurgici.
Contenitore professionale per uso medicale e sanitario.