

VASO 1 LITRO senza coperchio per sacche monouso



VASO 1 LITRO senza coperchio per sacche monouso

Vaso Flovac® per recipiente monouso 1 l

Il vaso da 1 litro senza coperchio è un accessorio medicale progettato per l'utilizzo con sacche monouso nei sistemi di aspirazione chirurgica e sanitaria. Compatibile con recipienti monouso dedicati, rappresenta una soluzione pratica e affidabile per la raccolta dei liquidi in ambienti ospedalieri e professionali.

Realizzato per garantire semplicità di utilizzo e integrazione con sistemi Flovac®, il vaso offre una struttura resistente e funzionale, ideale per applicazioni mediche che richiedono elevati standard igienici e operativi. La capacità da 1 litro consente un utilizzo pratico durante procedure di aspirazione e raccolta fluidi.

Questo recipiente è indicato per ospedali, cliniche, ambulatori e strutture sanitarie che necessitano di componenti compatibili con sistemi monouso professionali. La configurazione senza coperchio permette la personalizzazione e l'abbinamento con accessori specifici

compatibili.

Grazie al design compatto e graduato, il vaso consente un controllo immediato del contenuto e una gestione semplice durante le operazioni mediche quotidiane.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve questo vaso medicale?

Serve come recipiente per sistemi di aspirazione con sacche monouso.

Qual è la capacità del vaso?

La capacità è di 1 litro.

Il prodotto include il coperchio?

No, viene fornito senza coperchio.

È compatibile con sistemi Flovac®?

Sì, è progettato per recipienti monouso compatibili Flovac®.

Può essere utilizzato in ambito ospedaliero?

Sì, è indicato per strutture sanitarie e professionali.

Vaso medicale da 1 litro senza coperchio per sacche monouso compatibili Flovac®.

Accessorio professionale per aspirazione chirurgica e sanitaria.