

SACCA MONOUSO 1 litro con coperchio, per 28270
VASO 1 LITRO senza coperchio



SACCA MONOUSO 1 litro con coperchio, per [28270 VASO 1 LITRO senza coperchio](#)

Recipiente Flovac® monouso 1 l (coperchio + sacca)

La sacca monouso da 1 litro con coperchio è un accessorio progettato per sistemi di aspirazione chirurgica e medicale compatibili con il modello 28270. Realizzata per garantire praticità, sicurezza e igiene durante l'utilizzo, rappresenta una soluzione affidabile per la raccolta dei liquidi in ambito sanitario professionale.

Il recipiente monouso Flovac include sia la sacca sia il coperchio, assicurando una gestione semplice e veloce durante le procedure mediche. La struttura graduata facilita il controllo del contenuto, mentre il design compatto consente un'integrazione pratica con i dispositivi compatibili.

Pensata per ambienti ospedalieri, cliniche, ambulatori e strutture sanitarie, la sacca monouso aiuta a mantenere elevati standard igienici riducendo il rischio di contaminazione.

L'utilizzo monouso permette infatti una sostituzione rapida e sicura dopo ogni impiego.

Grazie alla capacità da 1 litro e alla compatibilità con sistemi dedicati, questo accessorio è ideale per applicazioni mediche e chirurgiche che richiedono affidabilità e semplicità operativa.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve questa sacca monouso?

Serve per la raccolta dei liquidi nei sistemi di aspirazione medicale.

La confezione include il coperchio?

Sì, comprende sacca e coperchio.

Qual è la capacità del recipiente?

La capacità è di 1 litro.

È compatibile con il sistema 28270?

Sì, è progettata per il modello [28270 VASO 1 LITRO senza coperchio](#)

È indicata per uso ospedaliero?

Sì, è adatta per ospedali, cliniche e ambulatori.

Sacca monouso da 1 litro con coperchio compatibile con sistema 28270.
Recipiente Flovac per aspirazione medicale e chirurgica professionale.