

SACCA MONOUSO 3 LITRI CON COPERCHIO



Sacca Monouso 3 Litri con Coperchio per Aspirazione Chirurgica

Recipiente monouso 3 l coperchio + sacca

Compatibile con [28274 \(VASO 3 LITRI PER SACCHE MONOUSO\)](#)

SACCHE MONOUSO FLOVAC®

Sacca monouso in polietilene, filtro idrofobico, sistema di troppopieno, contenitore riutilizzabile con scala graduata in ml con intervalli di 50 ml.

La Sacca Monouso 3 Litri con Coperchio è un accessorio professionale progettato per la raccolta sicura di liquidi biologici durante procedure di aspirazione chirurgica, ospedaliera e ambulatoriale. Grazie alla capacità di 3 litri, rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per la gestione dei fluidi aspirati in ambienti sanitari.

Realizzata in polietilene monouso, la sacca è dotata di filtro idrofobico che contribuisce a proteggere il sistema di aspirazione da contaminazioni e fuoriuscite accidentali. Il sistema di troppo pieno integrato aumenta la sicurezza operativa, limitando il rischio di traboccamento durante l'utilizzo.

Il kit comprende il coperchio dedicato e il contenitore riutilizzabile graduato con scala millimetrata a intervalli di 50 ml, consentendo un controllo immediato dei volumi raccolti. La struttura è progettata per garantire semplicità di installazione, igiene e praticità nelle operazioni di sostituzione.

Ideale per ospedali, sale operatorie, ambulatori, studi medici e strutture sanitarie che utilizzano sistemi di aspirazione professionali.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la Sacca Monouso 3 Litri con Coperchio?

Serve alla raccolta dei liquidi aspirati durante procedure mediche, chirurgiche e assistenziali.

Qual è la capacità della sacca?

La capacità massima è di 3 litri.

La sacca è monouso?

Sì, è progettata per un utilizzo singolo nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Dispone di sistemi di sicurezza?

Sì, è dotata di filtro idrofobico e sistema antitrabocco per una maggiore sicurezza durante l'aspirazione.

È compatibile con aspiratori chirurgici?

Sì, è progettata per l'utilizzo con sistemi di aspirazione professionali compatibili.

Sacca Monouso 3 Litri con Coperchio compatibile con aspiratori chirurgici.

Dotata di filtro idrofobico, sistema antitrabocco e contenitore graduato per raccolta fluidi.