

MAGNETOTERAPIA MAG 700 - I-Tech



MAG 700 MAGNETOTERAPIA - 1 canale - 11 programmi

Nuovo dispositivo di magnetoterapia portatile ideale per l'utilizzo a domicilio. MAG 700 offre un risultato professionale di alto livello ed è utile per il trattamento di numerose patologie. I suoi accessori di base consentono una terapia pratica e comoda a domicilio. MAG 700 presenta 7 programmi pre-impostati per la cura di diverse patologie, 3 programmi identificati dalla frequenza di funzionamento (da 5 a 20 Hertz) e un programma di autoscansione a variazione continua di frequenza per trattare i tessuti morbidi e duri simultaneamente. Possibilità di regolare l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi fino a 70 Gauss. Le frequenze di funzionamento sono tra 5 e 100 Hertz.

Fornito con cintura elastica per terapia con 2 solenoidi, alimentatore, borsa per il trasporto e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES). Su richiesta DE.

11 PROGRAMMI

7 programmi pre-impostati:

Osteoartrosi

Osteoporosi

Artrite

Fratture

Dolori articolari

Dolori muscolari

Anti-infiammatorio

3 frequenze:

5 Hz

10 Hz

20 H

Autoscansione