

## **MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA ORTHOMAG - I-Tech**



ORTHOMAG kit magnetoterapia a bassa frequenza

Dispositivo professionale di magnetoterapia a bassa frequenza (CEMP) utilizzabile ovunque. Pratico, leggero e adattabile alla forma del corpo del paziente. Funziona sia a batteria per utilizzo esterno, sia a corrente elettrica per utilizzo domiciliare. Orthomag comprende 2 programmi (75 Hz e 50 Hz) studiati appositamente per le patologie dei tessuti ossei, i problemi alle articolazioni e i dolori generici. Fino a 25 Gauss per programma.

Fornito con batteria al litio ricaricabile 3,7 V 900 mAh, caricatore da parete (cavo 1,5 m), applicatore universale flessibile (cavo 1,5 m), magnete per test di emissione, 2 fasce elastiche (S e L), borsa per il trasporto, manuale (GB, FR, IT, ES).

- Osteogenesi
- Biostimolazione
- Gestione dolori